



DISPOSITIF DE FOND DE LIT AVEC DÉCHARGE DE L'APPUI DES TALONS



ENVIRONNEMENT LIT
AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE ALLONGÉE

DISPOSITIF FOND DE LIT



80 kg/m²
Mousse viscoélastique à mémoire de forme moulée multiporance



DESRIPTIF

Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiporance 80 kg/m²

MODÈLES DISPONIBLES



Dispositif fond de lit

Demi-Dispositif fond de lit

Dispositif fond de lit avec plot d'abduction

Pack thérapeutique en association avec le coussin d'abduction de hanches

MODÈLE	REF	Longueur	Largeur	Hauteur
Dispositif de fond de lit (livré avec housse)	P902T1HW	73 cm	64 cm	10,5 cm
Demi-dispositif de fond de lit (livré avec housse)	P904T1HW	73 cm	32 cm	10,5 cm
Dispositif de fond de lit avec plot d'abduction (livré avec housse)	P906T1HW	73 cm	64 cm	25,5 cm
Pack Dispositif de fond de lit + Coussin d'abduction de hanches (livrés avec housses)	PKABDTAL02			

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

Entretien housses POLYMAILLE®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

GARANTIE 2 ANS

PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE

TISSU ENDUIT DE POLYURÉTHANE BI-EXTENSIBLE :

- Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- Lutte contre les frictions et cisaillements.
- Souple et doux au toucher (confort).
- Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération.
- Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue.
- Lavables jusqu'à 90°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid.
- Traitement d'ignifugation.
- En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient.



SURFACE ANTI-DÉRAPANTE

→ Favorise le maintien en position du dispositif sur le lit.



EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

→ Permet l'enfoncement du talon au sein de la matière, ce qui combiné au galbe du dispositif, procure un abaissement des pics de pressions en regard des zones à risque d'escarres.


EPAULEMENTS LATÉRAUX RÉHAUSSÉS

→ Afin d'éviter le glissement des membres inférieurs.

GALBE SPÉCIFIQUEMENT ÉTUDIÉ

→ L'appui en zone talonnière est diminué grâce à une dépression de forme générant une décharge partielle.

→ Modularité de ce dispositif grâce à la possibilité de la positionner en décharge totale ou partielle.



LONGUEUR DE LA CALE

→ Assure un soutien du genou, évitant ainsi l'apparition d'un recurvatum (hyper-extension) du genou.

LARGEUR DE LA CALE

→ Autorise une grande liberté de mouvements.

DEMI-DISPOSITIF DE FOND DE LIT

→ Permet de réaliser une posture ou mise en décharge différenciée pour chaque membre.



PRINCIPE DE MULTIORTANCE COMBINÉ AU GALBE DU DISPOSITIF

→ Permet le déplacement des points d'appuis des zones à risque élevé vers les zones à risque moindre.

ZONE BLANCHE :

Zones de faible portance (mousse plus souple) garantissant une prévention accrue des parties à risques (talons).

ZONE BLEUE :

Zones de portance élevée (mousse plus ferme) permettant un transfert des appuis vers les zones à risque moindre.



VERSION DISPOSITIF DE FOND DE LIT AVEC PLOT D'ABDUCTION

→ Mise en abduction des hanches pour limiter les phénomènes de friction et de cisaillement des membres inférieurs.

EN DÉCHARGE PARTIELLE



EN DÉCHARGE TOTALE

