

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	XXL XPRESS 2.0 COLORIS STANDARD RAL 7035 PANNEAU ABELIA HETRE CLAIR
RÉFÉRENCE	IXA1L08/11-120/140 : COMPRENANT : LIT, PANNEAUX, BARRIÈRES, POTENCE.
DIMENSIONS DU SOMMIER	120CM X 200CM 140CM X 200CM
AMPLITUDE DE HAUTEUR VARIABLE	35 À 81 CM
RELÈVE DOSSIER	70° MAX
RELÈVE JAMBES	VERSION 11 : INCLINAISON DE 12° MAXI PAR CREMAILLÈRE VERSION 08 : INCLINAISON DE 16° MAXI ÉLECTRIQUE ET PLICATURE DES GENOUX PAR CREMAILLÈRE DE 26° MAXI
CAPACITÉ LEVAGE	CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 350 KG POIDS PATIENT MAXI 270 KG - ACCESSOIRES 15 KG - MATELAS 20 KG
ROUES	Ø 100 MM
NORMES	CEI 60601-2-52 COMPATIBLE AVEC LES ENVIRONNEMENTS D'APPLICATION 1,2,3,4 ET 5
OPTIONS	TELECOMMANDE INFRA ROUGE / RELÈVE-JAMBES ÉLECTRIQUE / RELÈVE-DOSSIER CPR
MOTORISATION	LINAK - TELECOMMANDE VERROUILLABLE INDICE DE PROTECTION IPX6
COMPATIBILITÉ MATELAS	GAMMES : ALOVA®, AXTAIR® (SE RÉFÉRER À LA NOTICE UTILISATEUR AU CHAPITRE 7)
ENTRETIEN DÉSINFECTION	COMPATIBLE AVEC : - LES DÉTERGENTS-DÉSINFECTANTS (DD), DESINFECTANTS DE SURFACES (DS) (DÉRIVÉS CHLORES JUSQU'À 500PPM ET BASE ALCOOLIQUE <30%) - PROCÉDÉ VAPEUR AVEC DES APPAREILS DE TYPE SANIVAP ET DES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES (NOUS CONSULTER)

Marketing et Communication Groupe WINNCARE - kremand@ - 02/2017

NOUVEAU

XXL X'PRESS 2.0



SERVICE COMMERCIAL
+33 (0)2 51 98 55 64

Web : www.winnicare.fr

Fabricant
MÉDICATLANTIC
GROUPE WINNCARE

PREVENONS LE RISQUE DE TROUBLES MUSCULO-SQUELLETIQUES



www.winnicare.fr

XXL X'PRESS 2.0

DIMENSIONS : 200 X 120 ou 140 cm

AMPLITUDE HV : 35 à 81 cm

POIDS MAXI-PATIENT : 270 kg

MOTORISATION : **LINAK**
WE IMPROVE YOUR LIFE



- Fixation des panneaux par EASY-MOVE
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ SÉCURITÉ

- Nouvelle Télécommande verrouillable et retro-éclairée
- ▶ SÉCURITÉ



PRINCIPE BREVETÉ
N° FR2966708

MONTAGE / DÉMONTAGE
ERGONOMIQUE



- Barrières avec fixation par indexation
- ▶ SÉCURITÉ



- Amplitude de hauteur variable de 35 à 81 cm
- ▶ ERGONOMIE



- Rondos Traversants pour l'assemblage des 2 demi-Sommiers
- ▶ SÉCURITÉ



- Elargissement du croisillon procurant une stabilité latérale
- ▶ SÉCURITÉ
- ▶ PERFORMANCE



- Nouveau boîtier de contrôle CA40
- ▶ SÉCURITÉ



- Pièces en POLYAMIDE BLEU Repères d'aide au Montage/Démontage
- ▶ ERGONOMIE

LE LIT XXL X'PRESS 2.0



le montage et le démontage



le transport



le stockage



le nettoyage et la désinfection