

ALÈSES DOUCEUR

Références	Désignation	Dimensions
25/20100	Alèse de lit Douceur	85 x 90 cm
25/20105	Alèse de lit Douceur avec rabats	85 x 90 cm
25/20120	Alèse de lit Douceur	90 x 120 cm
25/20125	Alèse de lit Douceur avec rabats	90 x 120 cm
25/20300	Alèse de fauteuil	44 x 88 cm
25/20330	Alèse de siège	40 x 60 cm



Atouts :

- Réutilisable.
- Imperméable.
- Lavable 120 fois minimum.
- Capacité d'absorption : 2 L/m².

Composition :

Alèse de lit et de fauteuil Douceur

- Dessus : 100 % Polyester.
- Dessous : 100% Polyester, enduction 100% polychlorure de vinyle.

Alèse de siège Douceur

- Dessus : 80 % Coton – 20% Polyester.
- Absorbant : 60 % Polyester – 40 % Viscose.
- Dessous : 100% polychlorure de vinyle.

Entretien :



Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.