

AUREGAN

Culotte fermée plastique

AUREGAN	
Tailles	Références
36	08.8010
38/40	08.8020
42/44	08.8040
46/48	08.8060
50/52	08.8080
54/56	08.8100
58	08.8110
60	08.8120



Se porte généralement au-dessus d'un change complet, d'un slip absorbant ou d'une protection avec ceinture.

Composition :

- Tissu : Polychlorure de Vinyle 10/100^{ème}
- Elastique : 52% Coton – 48% Latex

Entretien :



Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.