


Matelas Hébergement mousse 28kg/m³

Références	Dimensions	Protection
04.5431	88 x 198 x 14 cm	Housse en pharमतex
04.5361	90 x 198 x 14 cm	Housse en PVC 15/100 ^{ème}
04.5308	120 x 198 x 14 cm	Housse en pharमतex
04.5363	120 x 198 x 14 cm	Housse en PVC 15/100 ^{ème}
04.5309	140 x 198 x 14 cm	Housse en pharमतex
04.5364	140 x 198 x 14 cm	Housse en PVC 15/100 ^{ème}



Poids mini. 40 kg – Poids maxi. 90 kg

Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 28kg/m³ – Portance 3,4 Kpa M4.
- Housse :
- Polychlorure de Vinyle 15/100e , M1.
- Pharmatex : 60% Polyuréthane – 40% Polyester , CRIB 5.

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2

Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol
La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse en PVC 15/100^{ème} :     

- Housse en Pharmatex :     

Garantie :

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni les changements de propriétés et/ou de couleur qui n'affectent pas les qualités d'allègement de pressions. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.